



Cos'è BiteWash?

BiteWash è un prodotto con azione disgregante con riduzione della flora batterica, specifico per BITE, spazzolini da denti, dispositivi ortodontici come ad esempio gli allineatori trasparenti.

L'azione di **BiteWash** previene la formazione di biofilm e macchie sulla superficie del dispositivo. Il costante utilizzo riduce i cattivi odori, favorendo un ottimo confort.

IGIENE PER TUTTI I DISPOSITIVI

Il rischio di contaminazione batterica dello spazzolino da denti e del BITE è molto elevata, la formazione di **Escherichia coli** è molto diffusa su questi dispositivi, per questo si consiglia di porre le dovute attenzioni all'igiene, dopo l'utilizzo.

L'uso di **BiteWash** non altera le caratteristiche chimiche e fisiche dei materiali, ne rispetta le superfici e ne mantiene nel tempo l'efficienza.

BiteWash in soluzione ha un bassissimo rischio chimico (DL50=4123mg/kg), inferiore a quella del sale da cucina. Inoltre, la soluzione non è sensibilizzante, è inodore ed è biodegradabile.



Previene la formazione di placca e flora batterica.



Evita la formazione di cattivi odori e l'ingiallimento del dispositivo.



Non è abrasivo e rispetta la superficie del dispositivo.



Mantiene il dispositivo ortodontico **pulito e igienizzato**.



Mantiene l'allineatore **sempre invisibile e trasparente**.

Composizione chimica

BiteWash è una miscela stabile e bilanciata di composti perossidici. Contiene un surfactante anionico, degli acidi organici ed un sistema di attivazione inorganico.



Applicazioni

BiteWash ideale per bite, dispositivi ortodontici, allineatori, bite sportivi, spazzolini da denti.

Modalità di utilizzo

- Per immersione in 250 ml. di acqua di rete - con un tempo di contatto di 10 min.
- Per nebulizzazione dotandosi di uno spruzzino con una capienza di 100 ml.



Conservazione e durata

Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Durata in soluzione: **5 giorni**.
Durata in concentrato: **24 mesi**.

Confezionamento

BiteWash è disponibile in confezione da 15 bustine monodose da 2,5 gr.

Procedura di utilizzo



Riempire il flacone di acqua di rete.



Inserire il contenuto della bustina **BiteWash** all'interno del flacone.



Attendere 10 minuti per la attivazione.



Nebulizzare sul dispositivo.



lasciare agire per 10 min.



Risciacquare.

SICURO E COMPATIBILE

Sicurezza

BiteWash possiede un eccezionale profilo di sicurezza. La soluzione non è tossica né sensibilizzante, non produce vapori tossici ed è completamente biodegradabile nel tempo, nel rispetto dell'ambiente.

BiteWash non contiene aldeidi, fenoli e composti di ammonio quaternario.

Facile da preparare

BiteWash è un prodotto concentrato in granuli da disciogliere in normale acqua di rete, ottenendo in 10 minuti una soluzione pronta all'uso. Una volta preparata rimane attiva per la durata di 5 giorni.

Dove trovare il prodotto:

- chiedi al tuo dentista
- presso le farmacie autorizzate
- acquista online su **Amazon** o sul sito www.medicaline.it

