

**RAPPORTO DI PROVA****125154 / 1**

Ricevimento campione: 25-01-11

Esecuzione prova: 02-02-11

Emissione rapporto: 03-02-11

MEDICALINE S.R.L.  
VIA IX GIUGNO, 19  
34074 MONFALCONE (GO)  
ITALIA

Denominaz.campione: Incubatrice neonatale DRAGER - Parte laterale della cappa di copertura - Superficie MACROLON Bayer.

**Resistenza delle superfici ai liquidi freddi EN 12720:2009**

## Risultati della prova.

Prodotti	Tempo di contatto		Osservazioni
	10 minuti	16 ore	
1 - Rely + On Virkosept (powder) disinfectant 3%	5	5	nessun danneggiamento
2 - Rely + On Virkosept (tablets) disinfectant 3%	5	5	nessun danneggiamento

## Legenda:

- 5 = nessun danneggiamento
- 4 = lieve cambiamento
- 3 = leggero segno
- 2 = segno pronunciato
- 1 = struttura superficie modificata

## Note:

- Non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.

Il responsabile di reparto  
Dott. Franco BulianIl Direttore  
Dott. Andrea Giavon